

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## PFXi-195/5

Medición de color de soluciones farmacéuticas



- Tecnología RCMSi integrada para la calibración remota
- Medición de color automática y objetiva
- Datos uniformes de conformidad con los estándares internacionales
- Construcción de acero muy robusta y resistente a los químicos

Referencia No: 1371955

### RCMSi integrado para la calibración remota

La serie PFXi de colorímetros espectrofotométricos introduce un concepto único en el control del color de líquidos: la tecnología RCMSi (Remote Calibration and Maintenance Service via internet - calibración y mantenimiento remotos a través de Internet). Aprovechese de la posibilidad de la calibración y el mantenimiento remotos a través de Internet: de esta forma se reducen los costes y el tiempo dedicados al mantenimiento y a garantizar el cumplimiento de los estándares.

En el vídeo sobre RCMSi podrá ver lo sencilla que es su manipulación.

### Medición de color automática y objetiva

La línea PFXi ofrece resultados absolutos. Los instrumentos automáticos se comunican entre ellos con un texto claro, de forma precisa y fiable sin oportunidad de errores humanos o errores de criterio.

### Valores uniformes conformes a los estándares internacionales

La línea PFXi mide el color automáticamente y visualiza el resultado directamente en la pantalla. Ya sea de conformidad con escalas de medición tradicionales que se hayan extendido como estándar en el sector de la medición y el control del color o en forma de valores CIE y datos espectrales de prestigio a nivel internacional.

### Construcción de acero muy robusta y resistente a los químicos

La robusta construcción de acero le permite utilizar el PFXi incluso en los entornos más severos.

### Mantenimiento sencillo gracias a la cámara de muestras desmontable

Los instrumentos cuentan con una robusta cámara de muestras de acero que se extrae fácilmente en caso de que deban limpiarse derrames o sustituirse.

### Amplia y flexible selección de escalas de color

Puede elegir entre una selección de más de 20 escalas distintas y reconocidas a nivel internacional en numerosas combinaciones.

### Configuración remota de actualizaciones

De manera exclusiva, no necesitará elegir la escala en el momento de la compra. Los instrumentos PFXi pueden equiparse durante su uso: puede añadir una escala en cualquier momento posterior.

### Cálculo y descripción del estado de la desviación de color

Esta útil configuración le permite ver si la muestra de color es característica de la escala seleccionada. Cuando proceda, contendrá una descripción de las diferencias entre tonalidades (p. ej., más rojo, más verde), la saturación relativa (más intensa o más débil) y un factor de variación del color (una medición relativa de la distancia entre el espacio cromático de la muestra respecto de la "verdadera" escala de color).

## Equipado con un software de control del color para el análisis de datos

El software le permite crear un diagrama espectral y uno CIE y analizar datos espectrales. Además, se garantiza el control directo del instrumento desde el ordenador .

## El estándar de conformidad, las cubetas y las bombillas de repuesto están incluidos

Hay disponibles estándares de referencia de color certificados para comprobaciones de conformidad regulares, la calibración rutinaria y la verificación de los datos de los análisis. Los filtros de conformidad están equipados con un certificado de conformidad: esto le garantiza los valores de color y le proporciona la confirmación de que están fabricados bajo el control del sistema de calidad de Tintometer GmbH según la norma ISO 9001.

## Emisión según las buenas prácticas de laboratorio, incluidas fecha, hora, muestra e ID de usuario

El software ajustable y el diseño le permiten configurar el PFXi-195 según sus requisitos. Puede configurar el idioma de la pantalla y programar el equipo de tal forma que se visualicen únicamente las escalas necesarias y se limite el acceso al sistema de menús .

## Engloba un amplio surtido de cubetas y tubos de muestras

El PFXi-195 puede utilizarse tanto con cubetas de medición de color estándar así como con un amplio surtido de tubos y cubetas estándar, cubetas de flujo y cubetas desechables para fotómetros espectrales.

## Amplia gama de accesorios

Algunos accesorios disponibles para el PFXi-195 son la impresora térmica, una cámara de muestras, cubetas adicionales, lámparas de repuesto y filtros de conformidad.</p></div>
<div data-bbox="53 498 473 556" data-label="Text">
<p>Observación: al manipular materiales como, p. ej., grasas y ceras, cuyas temperaturas deben mantenerse constantes +10 °C por encima del punto de enturbiamiento del material, deben tenerse en consideración las líneas PFXi-880, 950 y 995. Estos disponen opcionalmente de un calentador integrado.</p></div>
<div data-bbox="53 591 128 606" data-label="Section-Header">
<h2>Industria</h2>
</div>
<div data-bbox="53 609 469 634" data-label="Text">
<p>Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria química | Otras industrias</p></div>
<div data-bbox="53 643 161 658" data-label="Section-Header">
<h2>Aplicaciones</h2>
</div>
<div data-bbox="53 661 473 686" data-label="Text">
<p>Farmacéutica y cosmética | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar</p></div>
<div data-bbox="53 711 150 726" data-label="Section-Header">
<h2>PFXi-195/5</h2>
</div>
<div data-bbox="53 729 473 788" data-label="Text">
<p>La línea PFXi de colorímetros espectrofotométricos introduce un concepto único con el control del color de líquidos: la tecnología RCMSi. Puede aprovecharse de la calibración y el mantenimiento remotos a través de Internet: ahorre tiempo y costes vinculados al mantenimiento y al cumplimiento de los estándares.</p></div>
<div data-bbox="53 790 473 837" data-label="Text">
<p>La línea PFXi está equipado con una selección de escalas de color para mercados específicos, entre otros petróleo, aceites alimentarios, productos farmacéuticos, productos de cervecería y miel. Los usuarios pueden cargar una escala distinta en el instrumento cada vez.</p></div>
<div data-bbox="53 839 473 897" data-label="Text">
<p>Observación: al manipular materiales como, p. ej., grasas y ceras, cuyas temperaturas deben mantenerse constantes +10 °C por encima del punto de enturbiamiento del material, deben tenerse en consideración las líneas PFXi-880, 950 y 995. Estos disponen opcionalmente de un calentador integrado.</p></div>
<div data-bbox="519 45 645 60" data-label="Section-Header">
<h2>Datos técnicos</h2>
</div>
<div data-bbox="519 64 937 622" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td><b>Applicable Standard</b></td>
<td>ASTM D1209  
ASTM E308  
ISO 6271  
Ph.Eur. 2.2.2  
USP 631</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Colour Type</b></td>
<td>Transparent</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Display</b></td>
<td>Pantalla gráfica de 240 x 128 con retroiluminación (blanca o azul)</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Paso óptico</b></td>
<td>0,1 - 50 mm</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Geometría de medición</b></td>
<td>0° - 180° Transmission</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Interfaces</b></td>
<td>USB  
RS 232  
Ethernet</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Detector</b></td>
<td>blue enhanced photodiode</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Almacenamiento interno</b></td>
<td>más de 100.000 mediciones</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Alimentación eléctrica</b></td>
<td>Universal (90 - 240 VAC), via external power supply</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Principio de medición</b></td>
<td>9 filtros de interferencia</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Tiempo de medición</b></td>
<td>menos de 30 segundos</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Teclado</b></td>
<td>Teclado de membrana con 23 teclas; poliéster lavable, con retroalimentación acústica</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Carcasa</b></td>
<td>Chapa de acero con revestimiento de color resistente a impactos</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Campos espectrales</b></td>
<td>420 - 710 nm</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Ancho de banda</b></td>
<td>10 nm</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Repetibilidad</b></td>
<td>Mediciones de agua desionizada</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Calibración base</b></td>
<td>con sólo oprimir una tecla, completamente automático</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Fuentes de luz</b></td>
<td>CIE Illuminant A  
CIE Illuminant B  
CIE Illuminant C  
CIE Illuminant D65</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Portability</b></td>
<td>Benchtop</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Observador</b></td>
<td>2°, 10°</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Conformidad</b></td>
<td>CE  
RoHS  
WEEE</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Languages User Interface</b></td>
<td>Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Español, Ruso, Chino, Japonés</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Medidas</b></td>
<td>435 x 170 x 195 mm</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Peso</b></td>
<td>6.8 kg</td>
</tr>
</table>
</div>

## Volumen de suministroo

- Instrumento de la línea PFXi
- Fuente de alimentación externa
- Juego de 3 cables de red (Reino Unido, Europa y Estados Unidos)
- Cable USB y LAN
- Manual de instrucciones de arranque rápido
- CD ROM (contiene software de control para Windows® y manuales)
- Paquete de inicio RCMSi
- Certificado de conformidad
- Caja de accesorios con lámpara halógena de 5 voltios, filtros de conformidad, 1 cubeta W600/OG/40, 1 cubeta W600/OG/50

## Accesorios

Título	Referencia No
Soporte de cubetas de fotómetros espectrales estándar (ancho 12,5 mm)	131907
Adaptador para células de 10,65 mm	132800
Adaptador para células de 33 mm	132810
Cubeta para muestras oscuras para valores CIE, longitud de tramo 1 mm	132820
Accesorios PFXi	133830
Paquetes de calibración certificados para RCMSi - completo	134410
Paquetes de calibración certificados para RCMSi - conformidad con la norma	134420
Paquetes de calibración certificados para RCMSi - iniciación	134430
Documentación PFXi IQ/OQ	137680
Software de control de caudal	137690
Impresora térmica PFXi	137891
Lámpara 5 V para PFXi	138180
Célula, 10,65 mm de diámetro	352290
Cubeta, 33 mm de diámetro para color ASTM	352300
Cubeta de flujo, longitud de tramo 50 mm	658010
Cubeta de flujo, longitud de tramo 10 mm	658020

**Tintometer GmbH**  
Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germany

**The Tintometer Limited**  
Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
UK

**Tintometer China**  
Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**  
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

**Tintometer Brazil**  
Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

**Tintometer Inc.**  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com  
USA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**  
Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

**Tintometer Spain**  
Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain