




Conectores y Cables para Electrodo Thermo Scientific Orion

Conectores que se mantienen secos y conectados



Si alguna vez ha perdido un electrodo debido a un error de conexión, usted apreciará los conectores BNC y de bloqueo MiniDIN a prueba de agua, propiedad de la Serie Orion Star. Los cables del adaptador se pueden usar para conectar los electrodos Serie Orion Star a una gran variedad de medidores.



Cables Adaptadores para Electrodo

N° Cat.	Entrada del Medidor	Conector de Electrodo	Adaptador Requerido
090033	BNC	Estándar U.S.	Estándar US a Adaptador BNC
91CBNC	BNC	Tapa Roscada	Cable desconectable a Conector BNC
090048	BNC	Karl Fischer Pin Tip doble	Adaptador Karl Fischer
090032	Estándar U.S.	BNC	BNC a Adaptador Estándar U.S.
91USCB	Estándar U.S.	Electrodo de combinación con Tapa Roscada	Cable desconectable a Conector Estándar U.S.
91USHC	Estándar U.S.	Electrodo de media celda con Tapa Roscada	Cable desconectable a Conector de media celda estándar U.S.
090036	F LEMO (Metrohm)	BNC	BNC a Adaptador F LEMO
090035	LEMO miniatura (Mettler)	BNC	BNC a Adaptador miniatura LEMO
91CLMO	LEMO miniatura (Mettler)	Tapa Roscada	Cable desconectable a Conector LEMO
090034	E DIN (Knick, Schott, WTW)	BNC	BNC a Adaptador E DIN
91CDIN	E DIN (Knick, Schott, WTW)	Tapa Roscada	Cable desconectable a Conector E Din
090037	Radiómetro no. 7	BNC	BNC a adaptador para radiómetro
91USRF	2 mm Pin Tip	Tapa Roscada	Cable desconectable a Conector 2.5 mm Pin Tip
91CBNT	Otro	Tapa Roscada	Cable desconectable a extremo pelado

Cable de Extensión para Electrodo

N° Cat.	Descripción
910026-WA	Cable de extensión de 15 pies, conector Pin Tip
910027	Cable de extensión de 15 pies, conector BNC
910028	Cable de extensión de 15 pies, conector DIN 8 pines para sondas ATC 917005, 917006 y 917007
910029-WA	Cable de extensión de 15 pies, conector Phono Tip de 3.5 mm para 927005, 927006 y 927007
910030	Cable de extensión de 15 pies, conectores BNC y 3.5 mm Phono Tip para pH/ATC Triode 9207BN
910031	Cable de extensión de 15 pies, conector banana jack para sondas ATC 917001 y 917002
910032	Cable de extensión de 15 pies, MiniDIN 8 pines para sondas ATC para medidores serie Star

Cables Adaptadores (De electrodos Serie Star a Medidores antiguos)

N° Cat.	Descripción	Capacidades del Medidor
1010050-WA	Sonda ATC MiniDIN a medidor de 3.5 mm Phono Tip	Para usar con medidores 310 320, 330, 350 370, 555A 550A, 535A y 162A
1010051	Sonda ATC MiniDIN a medidor DIN 8 pines	Para usar con medidores 210A+, 230A+ 250A+, 290A+ 410A+, 420A+ 520A+, 525A+ 710A+, 720A+ y 920A+
1010800	Sonda DO MiniDIN a medidor DO con DIN 8 pines a prueba de agua	Para usar con medidores 830A 835A y 862A
1010801	Sondas DO MiniDIN a medidor DO DIN 8 pines	Para usar con medidores 805A+, 810A+ y 850A+
1010900-WA	Sonda de conductividad MiniDIN a medidor de conductividad DIN 8 pines a prueba de agua	Para usar con medidores 555A 550A, 162A 135A, y 130A
1010901	Sonda de conductividad MiniDIN a medidor de conductividad DIN 8 pines	Para usar con medidores 150A+, 145A+ 125A+, 115A+ y 105A+